

## Números de Catálogo Puertos de Acceso Vascular

### Listado de Puertos de Norfolk Medical

#### Power Injection Capable / MRI - Conditional / CT-Compatible

No. de Catálogo	Modelo	Material	Dimencion Catéter (Fr)	Material Catéter	Conección	Diam. Ext. Catéter (mm)	Diam. Int. Catéter (mm)	Introduccion
NP-11211(K)	Pediátrico	Titanio	5	Silicona	Pre-acoplado	1.7	0.8	6F
NP-11212(K)	Pediátrico	Titanio	5	Silicona	Desacoplado	1.7	0.8	6F
NP-11221(K)	Pediátrico	Titanio	5	Poliuretano	Pre-acoplado	1.7	1.0	6F
NP-11222(K)	Pediátrico	Titanio	5	Poliuretano	Desacoplado	1.7	1.0	6F
NP-12211(K)	Pediátrico	Plástico	5	Silicona	Pre-acoplado	1.7	0.8	6F
NP-12212(K)	Pediátrico	Plástico	5	Silicona	Desacoplado	1.7	0.8	6F
NP-12221(K)	Pediátrico	Plástico	5	Poliuretano	Pre-acoplado	1.7	1.0	6F
NP-12222(K)	Pediátrico	Plástico	5	Poliuretano	Desacoplado	1.7	1.0	6F
NP-21211(K)	Bajo Perfil	Titanio	5	Silicona	Pre-acoplado	1.7	0.8	6F
NP-21212(K)	Bajo Perfil	Titanio	5	Silicona	Desacoplado	1.7	0.8	6F
NP-21221(K)	Bajo Perfil	Titanio	5	Poliuretano	Pre-acoplado	1.7	1.0	6F
NP-21222(K)	Bajo Perfil	Titanio	5	Poliuretano	Desacoplado	1.7	1.0	6F
NP-22211(K)	Bajo Perfil	Plástico	5	Silicona	Pre-acoplado	1.7	0.8	6F
NP-22212(K)	Bajo Perfil	Plástico	5	Silicona	Desacoplado	1.7	0.8	6F
NP-22221(K)	Bajo Perfil	Plástico	5	Poliuretano	Pre-acoplado	1.7	1.0	6F
NP-22222(K)	Bajo Perfil	Plástico	5	Poliuretano	Desacoplado	1.7	1.0	6F
NP-21311(KV)	Bajo Perfil	Titanio	7	Silicona	Pre-acoplado	2.4	1.3	8F
NP-21312(KV)	Bajo Perfil	Titanio	7	Silicona	Desacoplado	2.4	1.3	8F
NP-21321(KV)	Bajo Perfil	Titanio	7	Poliuretano	Pre-acoplado	2.4	1.5	8F
NP-21322(KV)	Bajo Perfil	Titanio	7	Poliuretano	Desacoplado	2.4	1.5	8F
NP-22311(KV)	Bajo Perfil	Plástico	7	Silicona	Pre-acoplado	2.4	1.3	8F
NP-22312(KV)	Bajo Perfil	Plástico	7	Silicona	Desacoplado	2.4	1.3	8F
NP-22321(KV)	Bajo Perfil	Plástico	7	Poliuretano	Pre-acoplado	2.4	1.5	8F
NP-22322(KV)	Bajo Perfil	Plástico	7	Poliuretano	Desacoplado	2.4	1.5	8F
NP-31311(KV)	Estándar	Titanio	7	Silicona	Pre-acoplado	2.4	1.3	8F
NP-31312(KV)	Estándar	Titanio	7	Silicona	Desacoplado	2.4	1.3	8F
NP-31321(KV)	Estándar	Titanio	7	Poliuretano	Pre-acoplado	2.4	1.5	8F
NP-31322(KV)	Estándar	Titanio	7	Poliuretano	Desacoplado	2.4	1.5	8F
NP-32311(KV)	Estándar	Plástico	7	Silicona	Pre-acoplado	2.4	1.3	8F
NP-32312(KV)	Estándar	Plástico	7	Silicona	Desacoplado	2.4	1.3	8F
NP-32321(KV)	Estándar	Plástico	7	Poliuretano	Pre-acoplado	2.4	1.5	8F
NP-32322(KV)	Estándar	Plástico	7	Poliuretano	Desacoplado	2.4	1.5	8F
NP-31411(KV)	Estándar	Titanio	9	Silicona	Pre-acoplado	3.2	1.6	10F
NP-31412(KV)	Estándar	Titanio	9	Silicona	Desacoplado	3.2	1.6	10F
NP-31421(KV)	Estándar	Titanio	9	Poliuretano	Pre-acoplado	3.2	1.9	10F
NP-31422(KV)	Estándar	Titanio	9	Poliuretano	Desacoplado	3.2	1.9	10F
NP-32411(KV)	Estándar	Plástico	9	Silicona	Pre-acoplado	3.2	1.6	10F
NP-32412(KV)	Estándar	Plástico	9	Silicona	Desacoplado	3.2	1.6	10F
NP-32421(KV)	Estándar	Plástico	9	Poliuretano	Pre-acoplado	3.2	1.9	10F
NP-32422(KV)	Estándar	Plástico	9	Poliuretano	Desacoplado	3.2	1.9	10F
NP = Puerto NorPort, 1 dígito = Modelo, 2do dígito = Material, 3er dígito = Dim Catéter, 4to dígito = Mat. Catéter, 5to dígito = Conexión								
K = Introduccion Estándar (incluido en el suministro), KV = Introduccion Valvulado (incluido en el suministro).								

### Listado de Puertos de Norfolk Medical

No. de Catálogo	Descripción
NP-11211(K)	Puerto NorPort Pediátrico de Titanio con Catéter 5F de Silicona Pre-acoplado con Intr. Estándar 6F
NP-11212(K)	Puerto NorPort Pediátrico de Titanio con Catéter 5F de Silicona Desacoplado con Intr. Estándar 6F
NP-11221(K)	Puerto NorPort Pediátrico de Titanio con Catéter 5F de Poliuretano Pre-acoplado con Intr. Estándar 6F
NP-11222(K)	Puerto NorPort Pediátrico de Titanio con Catéter 5F de Poliuretano Desacoplado con Intr. Estándar 6F
NP-12211(K)	Puerto NorPort Pediátrico de Plástico con Catéter 5F de Silicona Pre-acoplado con Intr. Estándar 6F
NP-12212(K)	Puerto NorPort Pediátrico de Plástico con Catéter 5F de Silicona Desacoplado con Intr. Estándar 6F
NP-12221(K)	Puerto NorPort Pediátrico de Plástico con Catéter 5F de Poliuretano Pre-acoplado con Intr. Estándar 6F
NP-12222(K)	Puerto NorPort Pediátrico de Plástico con Catéter 5F de Poliuretano Desacoplado con Intr. Estándar 6F
NP-21211(K)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Titanio con Catéter 5F de Silicona Pre-acoplado con Intr. Estándar 6F
NP-21212(K)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Titanio con Catéter 5F de Silicona Desacoplado con Intr. Estándar 6F
NP-21221(K)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Titanio con Catéter 5F de Poliuretano Pre-acoplado con Intr. Estándar 6F
NP-21222(K)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Titanio con Catéter 5F de Poliuretano Desacoplado con Intr. Estándar 6F
NP-22211(K)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Plástico con Catéter 5F de Silicona Pre-acoplado con Intr. Estándar 6F
NP-22212(K)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Plástico con Catéter 5F de Silicona Desacoplado con Intr. Estándar 6F
NP-22221(K)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Plástico con Catéter 5F de Poliuretano Pre-acoplado con Intr. Estándar 6F
NP-22222(K)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Plástico con Catéter 5F de Poliuretano Desacoplado con Intr. Estándar 6F
NP-21311(KV)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Titanio con Catéter 7F de Silicona Pre-acoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-21312(K)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Titanio con Catéter 7F de Silicona Desacoplado con Intr. Estándar 8F
NP-21312(KV)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Titanio con Catéter 7F de Silicona Desacoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-21321(KV)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Titanio con Catéter 7F de Poliuretano Pre-acoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-21322(KV)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Titanio con Catéter 7F de Poliuretano Desacoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-22311(KV)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Plástico con Catéter 7F de Silicona Pre-acoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-22312(KV)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Plástico con Catéter 7F de Silicona Desacoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-22321(KV)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Plástico con Catéter 7F de Poliuretano Pre-acoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-22322(KV)	Puerto NorPort Bajo Perfil de Plástico con Catéter 7F de Poliuretano Desacoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-31311(KV)	Puerto NorPort Estándar de Titanio con Catéter 7F de Silicona Pre-acoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-31312(KV)	Puerto NorPort Estándar de Titanio con Catéter 7F de Silicona Desacoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-31321(KV)	Puerto NorPort Estándar de Titanio con Catéter 7F de Poliuretano Pre-acoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-31322(KV)	Puerto NorPort Estándar de Titanio con Catéter 7F de Poliuretano Desacoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-32311(KV)	Puerto NorPort Estándar de Plástico con Catéter 7F de Silicona Pre-acoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-32312(KV)	Puerto NorPort Estándar de Plástico con Catéter 7F de Silicona Desacoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-32321(KV)	Puerto NorPort Estándar de Plástico con Catéter 7F de Poliuretano Pre-acoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-32322(KV)	Puerto NorPort Estándar de Plástico con Catéter 7F de Poliuretano Desacoplado con Intr. Valvulado 8F
NP-31411(KV)	Puerto NorPort Estándar de Titanio con Catéter 9F de Silicona Pre-acoplado con Intr. Valvulado 10F
NP-31412(KV)	Puerto NorPort Estándar de Titanio con Catéter 9F de Silicona Desacoplado con Intr. Valvulado 10F
NP-31421(KV)	Puerto NorPort Estándar de Titanio con Catéter 9F de Poliuretano Pre-acoplado con Intr. Valvulado 10F
NP-31422(KV)	Puerto NorPort Estándar de Titanio con Catéter 9F de Poliuretano Desacoplado con Intr. Valvulado 10F
NP-32411(KV)	Puerto NorPort Estándar de Plástico con Catéter 9F de Silicona Pre-acoplado con Intr. Valvulado 10F
NP-32412(KV)	Puerto NorPort Estándar de Plástico con Catéter 9F de Silicona Desacoplado con Intr. Valvulado 10F
NP-32421(KV)	Puerto NorPort Estándar de Plástico con Catéter 9F de Poliuretano Pre-acoplado con Intr. Valvulado 10F
NP-32422(KV)	Puerto NorPort Estándar de Plástico con Catéter 9F de Poliuretano Desacoplado con Intr. Valvulado 10F

NP - NorPort, 1 dígito - Estilo, 2do dígito - Material, 3er dígito - Dim Catéter, 4to dígito - Mat. Catéter, 5to dígito - Acoplamiento

Efectivo: Marzo 1ro, 2016