





Plan1Health

Medical Innovations for Life

SECUREPORT

***PUERTOS
IMPLANTABLES***

 **TecnoStent**



**Una amplia gama de dispositivos de
acceso vascular para cada condición clínica**



KIT TODO EN UNO

Presente en todos los kits SECUREPORT®

- Aguja Huber recta de 22G
- Conector Luer
- Introducutor - Dilatador Pelable (Peel Away)
- Aguja Introductora de 18G
- Guía con punta en J de 0,89 mm x 500 mm
- Tunelizador de acero inoxidable

POWER LPT



EU-MDR
Certified

Material	Diám. Base Ø mm	Reservorio Ø mm	Altura mm
Titanio	25	12.8	10

Velocidad de Flujo Máxima:
5ml/s con Presión Máxima de 300PSI,
Viscosidad Máxima de 12cP

*Adicionalmente:

- Un segundo conector PUR
- Jeringa de 10 ml
- Aguja de punta roma
- Elevador de Vena
- Aguja huber de 20G x 25 mm con extensión

REF	Catéter	Ø int. mm	Ø ext mm	Ø ext FR	Longitud mm	Alto Flujo
201.26.13.30*	SIL	1.3	2.7	8	600	✓
201.26.13.20*	PUR	1.35	2.0	6	600	✓
201.26.13.33*	PUR	1.6	2.7	8	610	✓

ETI - FÁCIL IMPLANTACIÓN



U-MDR
Certified

Material	Diám. Base L X W mm	Reservorio Ø mm	Altura mm
Titanio	27.5x19	12.8	10.4

Velocidad de Flujo Máxima:
5ml/s con Presión Máxima de 300PSI,
Viscosidad Máxima de 12cP

*Adicionalmente:

- Jeringa de 10 ml
- Aguja de punta roma
- Elevador de Vena
- Aguja huber de 20G x 25 mm con extensión

REF	Catéter	Ø int. mm	Ø ext mm	Ø ext FR	Longitud mm	Alto Flujo
201.19.13.30*	SIL	1.3	2.7	8	600	✓
201.19.13.20*	PUR	1.35	2.0	6	600	✓
201.19.13.33*	PUR	1.6	2.7	8	610	✓
201.19.13.33P▶	PUR	1.6	2.7	8	610	✓
201.19.13.41*	PUR	1.1	1.7	5	780	✓
201.17.12.21T	SIL	1.0	2.0	6	780	X
201.17.12.31T	SIL	1.5	2.7	8	780	X
201.17.12.41T	PUR	1.1	2.1	5	780	X
201.17.13.21*	SIL	1.0	2.0	6	780	X
201.17.13.31*	SIL	1.5	2.7	8	780	X
201.17.13.41*	PUR	1.1	1.7	5	780	X

▶ Pre-Conectado

PLP - PLÁSTICO - BAJO PERFIL



EU-MDR
Certified

Material	Diám. Base Ø mm	Reservorio Ø mm	Altura mm
Titanio + PSU (polisulfona)	27	13	10.6

Velocidad de Flujo Máxima:

5ml/s con Presión Máxima de 300PSI,
Viscosidad Máxima de 12cP

*Adicionalmente:

- Un segundo conector PUR
- Jeringa de 10 ml
- Aguja de punta roma
- Elevador de Vena
- Aguja huber de 20G x 25 mm con extensión

REF	Catéter	Ø int. mm	Ø ext mm	Ø ext FR	Longitud mm	Alto Flujo
201.24.12.30T	SIL	1.3	2.7	8	600	✓
201.24.12.30TP ▶	SIL	1.3	2.7	8	600	✓
201.24.12.20T	PUR	1.35	2.0	6	600	✓
201.24.12.33T	PUR	1.6	2.7	8	610	✓
201.24.12.33TP ▶	PUR	1.6	2.7	8	610	✓
201.24.13.30*	SIL	1.3	2.7	8	600	✓
201.24.13.20*	PUR	1.35	2.0	6	600	✓
201.24.13.33*	PUR	1.6	2.7	8	610	✓
201.24.13.33P* ▶	PUR	1.6	2.7	8	610	✓
201.22.12.21T	SIL	1.0	2.0	6	780	X
201.22.12.31T	SIL	1.5	2.7	8	780	X
201.22.12.41T	PUR	1.1	1.7	5	780	X
201.22.13.21*	SIL	1.0	2.0	6	780	X
201.22.13.31*	SIL	1.5	2.7	8	780	X
201.22.13.41*	PUR	1.1	1.7	5	780	X

▶ Pre-Conectado

POWER TI



EU-MDR
Certified

Material	Diám. Base L X W mm	Reservorio Ø mm	Altura mm
Titanio	22x26	12.8	13

Velocidad de Flujo Máxima:

5ml/s con Presión Máxima de 300PSI,
Viscosidad Máxima de 12cP

*Adicionalmente:

- Un segundo conector PUR
- Jeringa de 10 ml
- Aguja de punta roma
- Elevador de Vena
- Aguja huber de 20G x 25 mm con extensión

REF	Catéter	Ø int. mm	Ø ext mm	Ø ext FR	Longitud mm	Alto Flujo
201.23.12.30T	SIL	1.3	2.7	8	600	✓
201.23.12.20T	PUR	1.35	2.0	6	600	✓
201.23.12.33T	PUR	1.6	2.7	8	610	✓
201.23.13.30*	SIL	1.3	2.7	8	600	✓
201.23.13.20*	PUR	1.35	2.0	6	600	✓
201.23.13.33*	PUR	1.6	2.7	8	610	✓

MINIMAX



EU-MDR
Certified

Material	Diám. Base L X W mm	Reservorio Ø mm	Altura mm
Titanio	21x16	9	8.6

REF	Catéter	Ø int. mm	Ø ext. mm	Ø ext. FR	Longitud mm	Alto Flujo
201.18.13.20*	PUR	1.35	2.0	6	600	✓
201.18.13.41*	PUR	1.1	1.7	5	780	✓
201.16.12.21T	SIL	1.0	2.0	6	780	X
201.16.12.41T	PUR	1.1	1.7	5	780	X
201.16.13.21*	SIL	1.0	2.0	6	780	X
201.16.13.41*	PUR	1.1	1.7	5	780	X

Velocidad de Flujo Máxima:

5ml/s con Presión Máxima de 300PSI,
Viscosidad Máxima de 12cP, Aguja Huber de 19G

Es recomendado el uso de una aguja Huber de 22G

*Adicionalmente:

- Jeringa de 10 ml
- Aguja de punta roma
- Elevador de Vena
- Aguja huber de 22G x 19 mm con extensión

LP - BAJO PERFIL



EU-MDR
Certified

Material	Diám. Base Ø mm	Reservorio Ø mm	Altura mm
Titanio	26	12.8	10.2

REF	Catéter	Ø int. mm	Ø ext. mm	Ø ext. FR	Longitud mm	Alto Flujo
201.15.12.21T	SIL	1.0	2.0	6	780	X
201.15.12.31T	SIL	1.5	2.7	8	780	X
201.15.12.41T	PUR	1.1	1.7	5	780	X
201.15.13.21*	SIL	1.0	2.0	6	780	X
201.15.13.31*	SIL	1.5	2.7	8	780	X
201.15.13.41*	PUR	1.1	1.7	5	780	X

*Adicionalmente:

- Jeringa de 10 ml
- Aguja de punta roma
- Elevador de Vena
- Aguja huber de 20G x 25 mm con extensión

PUERTO PICC - MINIMAX

Para inserción femoral y en brazo proximal

EU-MDR
Certified



Características

- Puerto mínimamente invasivo para implantación braquial o femoral y uso pediátrico* (desde 12 años de edad)
- Compatible con CT (tomografía computarizada) y MRI (imagen por resonancia magnética)
- Kit microintrodutor para acceso periférico fácil y seguro

Material	Base L X W mm	Reservorio Ø mm	Altura mm
Titanio	21x16	9	8,6

Velocidad de Flujo Máxima:

5ml/s con Presión Máxima de 300PSI,
Viscosidad Máxima de 12cP, Aguja Huber de 19G

Es recomendado el uso de una aguja Huber de 22G

REF	Catéter	Ø int. mm	Ø ext mm	Ø ext FR	Longitud mm	Alto Flujo
201.18.13.55	PUR	1.1	1.7	5	780	✓
201.16.13.55	PUR	1.1	1.7	5	780	X

PUERTO PICC - ETI



EU-MDR
Certified

Material	Diám. Base L X W mm	Reservorio Ø mm	Altura mm
Titanio	27.5x19	12.8	10.4

Velocidad de Flujo Máxima:

5ml/s con Presión Máxima de 300PSI,
Viscosidad Máxima de 12cP, Aguja Huber de 19G

Es recomendado el uso de una aguja Huber de 22G

REF	Catéter	Ø int. mm	Ø ext mm	Ø ext FR	Longitud mm	Alto Flujo
201.19.13.55	PUR	1.1	1.7	5	780	✓

Kit Microintrodutor

Conector Luer, Aguja Huber recta de 22G, Introdutor-dilatador pelable (Peel Away), Aguja introductora de 21G, Guía recta de nitinol, Tunelizador de acero inoxidable, Jeringa de 10 ml, Elevador de vena, Aguja de punta roma, Aguja Huber con extensión.



Tecnostent S.A - Cra 48 50sur 128
C.C Mayorca torre Medica - ofc: 1015
Sabaneta, Antioquia - Colombia
Contacto comercial: +57 3183508968
+57 3168657985 +573168329026
Teléfono fijo: 604 4797414
Email: comercial@tecnostent.com
info@tecnostent.com
gerencia@tecnostent.com

Plan1Health
Medical Innovations for Life

www.p1h.it

HEALTHMID®, HEALTHPICC®, HEALTHPORT®, SECUREPORT® and AVATAR TIP LOCATOR®
are registered trademarks of Plan 1 Health srl

India Manufacturing

Poly Medicure Limited
232-B, 3rd Floor, Okhla Industrial Estate,
Phase-III, New Delhi-110020, India
Tel:+91-11-33550700, 47317000
Fax:+91-11-26321894/1839
Customer Care No.: +91-129-4287053
info@polymedicure.com

Italy Manufacturing

Plan 1 Health srl
Via Fratelli Solari, 5
33020 Amaro (UD)-Italy
Tel: + (39) 0433 468376
info@p1h.it



Obelis s.a
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: + (32) 27325954
e-mail: mail@obelis.net