



Stent Biliar Plástico

Flumen

Registro Sanitario INVIMA
2025DM-0031925



www.tecnostent.com



Stent Biliar Plástico *Flumen*

Registro Sanitario INVIMA
2025DM-0031925



www.tecnostent.com

Stent Biliar Plástico

Flumen

Implantable, elaborado en material plástico, radiopaco y de alta flexibilidad.

Migración reducida: Flaps (aletas) laterales que ayudan a minimizar el riesgo de migración proximal y distal.


Punta Atraumática: Diseño cónico para facilitar el paso a través de la estenosis.

Radiopacidad: Alta visibilidad bajo fluoroscopia para una colocación precisa.

Diferentes formas, diámetros y longitudes que se adaptan a la anatomía de la vía biliar.


Stent Biliar Plástico


Flumen



Forma	Presentación Comercial		Diámetro Stent (Fr)	Longitud entre Aletas (Flaps) (cm)
	*Stent + Introdutor	**Stent Individual		
Curva Duodenal	X	X	7/8.5/10	5 a 18 cm
Curva Central	X	X	7/8.5/10	5 a 18 cm
Linea (Recto)	X	X	7/8.5/10	5 a 18 cm
*Caja x 1 unidad (Stent premontado en introductor) **Caja x 5 unidades de Stent plásticos individuales				

Sistema Introdutor





TECNOSTENT S.A.
www.tecnostent.com

Escríbenos a:
pedidos@tecnostent.com
comercial@tecnostent.com



318 350 89 68
300 316 95 95