




# Stents Biliares

Metálicos  
autoexpandibles


Registro Sanitario INVIMA  
2023DM-0001516-R2




[www.tecnostent.com](http://www.tecnostent.com)

# Stent Biliar Endoscópico



Totalmente Cubierto




Parcialmente Cubierto



No Cubierto



Metálico autoexpandible, elaborado en Nitinol superelástico con núcleo radiopaco.




Asa de retracción fija en su extremo proximal para su movilización o retiro (solo aplica para stent cubierto y parcialmente cubierto).



Su diseño le confiere suficiente fuerza radial, lo cual permite una adecuada adaptación a la anatomía biliar.

# Stent Biliar Percutáneo


## Percutáneo No Cubierto




## Percutáneo LongTail



Metálico autoexpandible, elaborado en Nitinol superelástico con nucleo radiopaco.



\* Asa radiopaca de retracción de 40 cm de longitud, ubicada en el extremo del stent, que mantiene la vía de acceso percutánea y facilita las maniobras del procedimiento del retiro. (En la referencia Long Tail)




Marcas radiopacas en los extremos y centro del dispositivo que facilitan su visualización y correcto posicionamiento.

Su diseño le confiere suficiente fuerza radial, lo cual permite una adecuada adaptación a la anatomía biliar.

\* Calibre del introductor recomendado para procedimientos de retiro, 10Fr.


# Stent Biliar Endoscópico Totalmente Cubierto

## BEC




| Referencia | Diámetro<br>Cuerpo | Longitud<br>Total (Útil) | Diámetro<br>Introduccion |
|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | (mm)               | (cm)                     | (Fr.)                    |
| BEC-0804   | 08                 | 4                        | 8                        |
| BEC-0806   | 08                 | 6                        | 8                        |
| BEC-0808   | 08                 | 8                        | 8                        |
| BEC-0810   | 08                 | 10                       | 8                        |
| BEC-1004   | 10                 | 4                        | 8                        |
| BEC-1006   | 10                 | 6                        | 8                        |
| BEC-1008   | 10                 | 8                        | 8                        |
| BEC-1010   | 10                 | 10                       | 8                        |

### Sistema Introduccion




# Stent Biliar Endoscópico Parcialmente Cubierto

## BEP




| Referencia | Diámetro<br>Cuerpo | Longitud<br>Total (Útil) | Diámetro<br>Introduccion |
|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | (mm)               | (cm)                     | (Fr.)                    |
| BEP-0804   | 08                 | 4                        | 8                        |
| BEP-0806   | 08                 | 6                        | 8                        |
| BEP-0808   | 08                 | 8                        | 8                        |
| BEP-0810   | 08                 | 10                       | 8                        |
| BEP-1004   | 10                 | 4                        | 8                        |
| BEP-1006   | 10                 | 6                        | 8                        |
| BEP-1008   | 10                 | 8                        | 8                        |
| BEP-1010   | 10                 | 10                       | 8                        |

### Sistema Introduccion




# Stent Biliar Endoscópico No Cubierto

**BE**




| Referencia | Diámetro<br>Cuerpo | Longitud<br>Total (Útil) | Diámetro<br>Introduccion |
|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | (mm)               | (cm)                     | (Fr.)                    |
| BE-0804    | 08                 | 4                        | 8                        |
| BE-0806    | 08                 | 6                        | 8                        |
| BE-0808    | 08                 | 8                        | 8                        |
| BE-0810    | 08                 | 10                       | 8                        |
| BE-1004    | 10                 | 4                        | 8                        |
| BE-1006    | 10                 | 6                        | 8                        |
| BE-1008    | 10                 | 8                        | 8                        |
| BE-1010    | 10                 | 10                       | 8                        |

## Sistema Introduccion




# Stent Biliar Percutáneo No Cubierto

**BP**




| Referencia | Diámetro<br>Cuerpo | Longitud<br>Total (Útil) | Diámetro<br>Introduccion |
|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | (mm)               | (cm)                     | (Fr.)                    |
| BP-0806    | 08                 | 6                        | 8                        |
| BP-0808    | 08                 | 8                        | 8                        |
| BP-0810    | 08                 | 10                       | 8                        |
| BP-1006    | 10                 | 6                        | 8                        |
| BP-1008    | 10                 | 8                        | 8                        |
| BP-1010    | 10                 | 10                       | 8                        |

## Sistema Introduccion




# Stent Biliar Percutáneo Cubierto Long Tail



## BPCL



| Referencia | Diámetro<br>Cuerpo | Longitud<br>Total (Útil) | Diámetro<br>Introduccion |
|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | (mm)               | (cm)                     | (Fr.)                    |
| BPCL-0804  | 08                 | 4                        | 8                        |
| BPCL-0806  | 08                 | 6                        | 8                        |
| BPCL-0808  | 08                 | 8                        | 8                        |
| BPCL-0810  | 08                 | 10                       | 8                        |
| BPCL-1004  | 10                 | 4                        | 8                        |
| BPCL-1006  | 10                 | 6                        | 8                        |
| BPCL-1008  | 10                 | 8                        | 8                        |
| BPCL-1010  | 10                 | 10                       | 8                        |

### Sistema Introduccion





**TECNOSTENT S.A.**  
[www.tecnostent.com](http://www.tecnostent.com)

**Escríbenos a:**  
[pedidos@tecnostent.com](mailto:pedidos@tecnostent.com)  
[comercial@tecnostent.com](mailto:comercial@tecnostent.com)



318 350 89 68  
300 316 95 95