




Stents Colónicos

Metálicos
autoexpandibles



Registro Sanitario INVIMA
2023DM-0001516-R2



www.tecnostent.com



Stent Colónico




Marcas radiopacas en los extremos del dispositivo que facilitan su visualización y correcto posicionamiento.

● Metálico autoexpandible, elaborado en Nitinol superelástico.


● Su diseño le confiere suficiente fuerza radial, lo cual permite una adecuada adaptación a la anatomía del colon.



Stent Colónico Endoscópico No Cubierto

CE



Referencia	Diámetro Cuerpo	Diámetro Hombro	Longitud Cuerpo	Diámetro Introduccion
	(mm)	(mm)	(cm)	(Fr.)
CE-2208	22	27	8	10
CE-2210	22	27	10	10
CE-2212	22	27	12	10





TECNOSTENT S.A.
www.tecnostent.com

Escríbenos a:
pedidos@tecnostent.com
comercial@tecnostent.com



318 350 89 68
300 316 95 95