




Stents Duodenales

**Metálicos
autoexpandibles**


Registro Sanitario INVIMA
2023DM-0001516-R2




www.tecnostent.com

Stent Duodenal



Totalmente Cubierto




Parcialmente Cubierto



No Cubierto



Marcas radiopacas en los extremos del dispositivo que facilitan su visualización y correcto posicionamiento.




Asa de retracción fija en su extremo proximal para su movilización o retiro (solo aplica para stent cubierto y parcialmente cubierto).

● Metálico autoexpandible, elaborado en Nitinol superelástico.


● Su diseño le confiere suficiente fuerza radial, lo cual permite una adecuada adaptación a la anatomía del duodeno.

Stent Duodenal Endoscópico No Cubierto

DE




Referencia	Diámetro Cuerpo	Longitud Total (Útil)	Diámetro Introduccion
	(mm)	(cm)	(Fr.)
DE-1808	18	8	10
DE-1810	18	10	10
DE-1812	18	12	10
DE-2208	22	8	10
DE-2210	22	10	10
DE-2212	22	12	10




Stent Duodenal Endoscópico Parcialmente Cubierto

DEP




Referencia	Diámetro Cuerpo	Longitud Total (Útil)	Longitud Cubierta	Diámetro Introduccion
	(mm)	(cm)	(cm)	(Fr.)
DEP-1808	18	8	6	10
DEP-1810	18	10	8	10
DEP-1812	18	12	10	10
DEP-2208	22	8	6	10
DEP-2210	22	10	8	10
DEP-2212	22	12	10	10

Sistema Introduccion




Stent Duodenal Endoscópico Totalmente Cubierto



DEC



Referencia	Diámetro Cuerpo	Longitud Total (Útil)	Diámetro Introductor
	(mm)	(cm)	(Fr.)
DEC-1808	18	8	10
DEC-1810	18	10	10
DEC-1812	18	12	10
DEC-2208	22	8	10
DEC-2210	22	10	10
DEC-2212	22	12	10

Sistema Introducutor





TECNOSTENT S.A.
www.tecnostent.com

Escríbenos a:
pedidos@tecnostent.com
comercial@tecnostent.com



318 350 89 68
300 316 95 95