




Stents Esofágicos



Metálicos
autoexpandibles

Registro Sanitario INVIMA
2023DM-0001516-R2




www.tecnostent.com

Stent Esofágico



Marcas radiopacas en los extremos y centro del dispositivo que facilitan su visualización y correcto posicionamiento.




Asas de retracción fijas en cada uno de sus extremos para su movilización o retiro

- Metálico autoexpandible, elaborado en Nitinol superelástico y cubierto (total y parcialmente) con silicona.

- Su diseño le confiere suficiente fuerza radial, lo cual permite una adecuada adaptación a la anatomía del esófago.


Stent Esofágico Totalmente Cubierto

EMC




Referencia	Diámetro Cuerpo	Diámetro Hombro	Longitud Total (Cuerpo más hombros)	Longitud Útil (Cuerpo)	Diámetro Introduccion
	(mm)	(mm)	(cm)	(cm)	(Fr.)
EMC-1808	18	24	8	4	21
EMC-1810	18	24	10	6	21
EMC-1812	18	24	12	8	21
EMC-1814	18	24	14	10	21
EMC-1816	18	24	16	12	25,5
EMC-2308	23	29	8	4	25,5
EMC-2310	23	29	10	6	25,5
EMC-2312	23	29	12	8	25,5
EMC-2314	23	29	14	10	25,5
EMC-2316	23	29	16	12	25,5
*Para todas las referencias, la medida de la longitud del hombro es igual (2 cm).					

Sistema Introduccion




Stent Esofágico Parcialmente Cubierto

EMPC




Referencia	Diámetro Cuerpo	Diámetro Hombro	Longitud Total (Cuerpo más hombros)	Longitud Útil (Cuerpo)	Diámetro Introduccion
	(mm)	(mm)	(cm)	(cm)	(Fr.)
EMPC-1808	18	24	8	4	21
EMPC-1810	18	24	10	6	21
EMPC-1812	18	24	12	8	21
EMPC-1814	18	24	14	10	21
EMPC-1816	18	24	16	12	25,5
EMPC-2308	23	29	8	4	25,5
EMPC-2310	23	29	10	6	25,5
EMPC-2312	23	29	12	8	25,5
EMPC-2314	23	29	14	10	25,5
EMPC-2316	23	29	16	12	25,5
*Para todas las referencias, la medida de la longitud del hombro es igual (2 cm).					

Sistema Introduccion



Stent Esofágico Monohombro Totalmente Cubierto


EMHC





Referencia	Diámetro Cuerpo	Diámetro Hombro	Longitud Total (Cuerpo más hombros)	Longitud Útil (Cuerpo)	Diámetro Introduccion
	(mm)	(mm)	(cm)	(cm)	(Fr.)
EMHC-2008	20	28	8	4	25,5
EMHC-2010	20	28	10	6	25,5
EMHC-2012	20	28	12	8	25,5
EMHC-2014	20	28	14	10	25,5
EMHC-2016	20	28	16	12	25,5

*Para todas las referencias, la medida de la longitud del hombro es la misma (4 cm), al igual que el diámetro del hombro (28mm).

Sistema Introduccion





TECNOSTENT S.A.
www.tecnostent.com

Escríbenos a:
pedidos@tecnostent.com
comercial@tecnostent.com



318 350 89 68
300 316 95 95